



การวิเคราะห์ทดสอบอัญมณี

รูปภาพ	เครื่องมือ	ยี่ห้อ	รุ่น	คุณสมบัติ
	Spectrometer	Konica Minolta	CM-2600d	วัดการสะท้อน (Reflectance) ช่วง 360-760 nm วัดค่าสี L*A*B*
	GL Gem Spectrometer	gemlab	-	วัดการดูดกลืนแสง (Absorption) ช่วง 300-1000 nm

หมายเหตุ : สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการตรวจสอบอัญมณีโดยตรงได้ที่ คุณศิริกร (089-998-6855)

